

Edhya ARTI-FLASH

Restauration des structures articulaires
Préserve la motricité et la souplesse



« Plus les sollicitations en course, en concours et à la vitesse sont intensives et violentes, plus le manque de souplesse se manifeste. Les muscles et les articulations souffrent »

Edhya ARTI-FLASH a été élaboré à partir de différentes substances naturelles d'origine marine pour **restaurer et entretenir la souplesse articulaire articulaires et prévenir la fatigue.**

Cette formule contient donc une quantité importante de mucopolysaccharides pour contribuer à l'amélioration de la structure cartilagineuse ainsi que du collagène reconnu pour son rôle essentiel dans la résolution des troubles articulaires (absorption des chocs, gênes articulaires).

Indications

- ✓ Destiné aux animaux qui subissent une surcharge des articulations
- ✓ Maintient la souplesse des articulations et des muscles
- ✓ Soutient le fonctionnement des articulations
- ✓ Avant les courses ou épreuves
- ✓ Comme soutien des articulations et des fonctions motrices
- ✓ Facilite la récupération
- ✓ Pour accompagner le cheval lors d'efforts intenses

Composition

Matières premières : Orge germée (produit issu de la germination et de la fermentation lactique de l'orge)

Additif aromatique : *curcuma longa*

Constituants analytiques

Protéines brutes	3,6 %
Matières grasses brutes	0,3 %
Cendres brutes	9,4 %
Humidité	64 %
Ph	4

Mode d'emploi

Distribuer dans la nourriture, en une fois

- ½ seringue (25 ml) avant les deux derniers efforts + 1 seringue de 50 ml 3 h avant la course ou compétition
- En entretien 10 à 20 ml / jour

Conseil : En entretien, associer Edhya CURCUMAX à raison de 20 g / jour

Conditionnement

Seringues de 60 ml

Lots de 10 seringues de 60 ml

Conservation

12 mois dans un endroit frais